

ベッドから車椅子へ、車椅子からトイレへラクラク移動
介護者の負担を減らし、明るい家庭生活をサポート

キロニーの超小型介護用移乗機

Luck_Do
ORIGASA



福島県在住の折笠さん

交通事故による脊椎損傷で、20年来車椅子の生活。

” Luck_Do ORIGASA ” の開発に御協力頂きました。



ベッドの上でセットしやすい吊りシート



わずか8cmの高さがあれば、台車が奥まで入ります。



体中央の支柱とアームに支持されて吊り上げられるので、搭乗者の吊り上げに依る恐怖感を低減します。

Luck_Do ORIGASA (型式QB4A-ORIGASA)



- 製品用途 介護者操作に依る椅子・ベッド・車椅子・便座
・シャワーチェア間への移乗
- 製品仕様 外形寸法 巾40×奥行60cm
(アームレストベルト部含めず)
本体重量 15Kg アーム昇降範囲 72～101cm
台車部後輪部高さ 8cm
※対象の高さ／クリアランスを予め御確認下さい。
充電式DCモーター駆動式(充電器付属)
充電時間 約8時間(稼動時間約2時間)



[基本的注意事項]

- ◎本製品は、用途以外には使用することが出来ません。
- ◎本製品は、介護者が管理・操作することが前提です。
搭乗者自身の操作は、絶対にしないで下さい。
- ◎本製品は、段差や急傾斜の無い床面での使用を前提とします。
- ◎本製品は、登録特許(特許第2926319号)製品です。

[製造]

キロニー産業株式会社

<http://www.ijnet.or.jp/kilony/index.htm>
E-Mail: kilony@po.ijnet.or.jp

(本社/東京事業所)

〒136-0072 東京都江東区大島2-9-6
TEL.03-3638-2461 FAX.03-3638-2462